



Sairaala | Hoito | Kotihoito | [Henkilönostimet](#) | Opastus ja huolto

Nova seisontanosto -nostin avustaa jaloille pääsyä

Nova seisontanosto -nostin on suunniteltu avustamaan henkilöitä, joilla on vaikeuksia nousta istuvasta asennosta ylös. Sitä on helppo siirrellä ja käyttää erityyppisissä huoneissa. Ergonomisen ja vahvan rakenteensa ansiosta henkilönostin on turvallinen apuväline sekä nostettavalle että avustajalle.

Tyylikäs muotoilu ja monipuoliset toiminnot

Nova liikuteltava seisontanosto -nostin on kehitetty henkilöille, joilla on vaikeuksia nousta ylös, mutta voivat aktiivisesti myötävaikuttaa nousemisessaan ja pysyvät seisaallaan jaloilleen päästyään. Poistamalla nostimesta jalkatuki sitä voidaan käyttää myös nostettaessa istuvasta tai makaavasta asennosta lattialta. Näissä nostoissa käytetään nostoliinaa, joka on tarkoitettu perushenkilönostimiin. Nostin on ergonomisesti muotoiltu ja helppokäyttöinen. Keskitetyn painopisteen ansiosta vakaus on erinomainen. Uusi, tyylikäs muotoilu sulautuu erilaisiin käyttöympäristöihin ja tekee siitä helposti puhdistettavan.

Helppokäyttöinen nostin

Seisontanosto -nostimen kaikkia toimintoja hallitaan helppokäyttöisellä käsiohjaimella ja nostimessa on sähköisesti toimiva, portaaton alarungon jalkojen leveyden säätö. Pyörät ovat herkästi liukuvat ja lukittavat. Nostovarren laajan liikkuma-alueen ansiosta nostin sopii sekä lapsille että aikuisille.

Monet harkitut yksityiskohdat tekevät nostimesta toimivan ja tyylikkään.



Huolellinen muotoilu

Tärkeät toiminnot kuten hätäkatkaisin, hätälasku ja lataus löytyvät heti. Lataus verkkokytkenällä.

Asennettava alaraajojen tuki

Pehmustettua alaraajojen tukea on helppo käännellä ja sovittaa korkeus-/syvyys suunnassa.

Portaaton jalkojen leveydensäätö

Sähköisesti toimivalla leveydensäädöllä nostimen jalkojen leveys säätyy portaattomasti V-asentoon.

Matalalle sijoitettu jalkatuki

Matala jalkatuki on vaakatasossa lattiaan nähden. Tarvittaessa se on helppo työntää syrjään.

Tuote	Nro
Nova 500 liikuteltava seisontanosto -nostin	16030101
Varuste	Nro
Kaulatuki	81766



Tekniset tiedot

Nostettavan enimmäispaino:	180 kg
Nostoalue:	67-166 cm
80 kg:n nostoja	n. 80 kpl kertalatauksella
Alarungon jalkojen leveys	63-101 cm/ulkomitta, 51-89 cm/sisämitta
Alarungon korkeus:	14,5 cm
Alarungon pituus:	100 cm
Alaraajojentuen korkeus jalkatuesta:	29-40 cm
Pyörien ø	100 mm
Maksimaalinen ulottuvuus:	n. 69 cm
Kääntösäde:	n. 118 cm

Kokonaispaino:	49 kg
Runko:	pulverimaalattua terästä
Nostoliinan kiinnityskoukun alareunan korkeus max. levitettyinä:	95 cm
Turvaluokka, moottori/ohjauksyksikkö	IP43
Turvaluokka, kaukosäädin/akku	IP65
Täyttää seuraavat vaatimukset	ISO 10535:2006 EN 60601-1 EN 60601-1-2 EN 60068-2-32 MDD 93/42/EEC



Nova henkilönostimet – kehitetty hoitotyön erilaisiin tarpeisiin

Joka kolmas hoitotyössä ilmoitettu työtapaturma aiheutuu raskaasta nostamisesta. Peräti seitsemän hoitajaa kymmenestä pitää työtään raskaana. Tämä on asia, johon haluamme vaikuttaa. Yhteistyössä hoitotyön ammattilaisten kanssa Etac on kehittänyt Nova henkilönostinkokonaisuuden, johon sisältyvät nostoapulaitteet, nostokoulutus ja hoitohenkilöstön henkilökohtainen tuki.

Nostintuoteryhmä tarjoaa kustannuksiltaan edullisen malliston, joka mahdollistaa investoinnit paremman työympäristön hyväksi hoitoalan työpaikoilla. Käyttämällä sopivia apuvälineitä oikein ja oikeissa paikoissa voidaan raskaat nostot minimoida. Nova-tuoteperhe on harkittu kokonaisuus, joka käsittää liikuteltavat henkilönostimet, liikuteltavat seisontanosto -nostimet, katonostinkokonaisuudet, vapaasti seisovat nostimet sekä nostokaaret ja -liinat.

Etac tekee myös tulevaisuudessa aktiivista kehitystyötä, ettei kenenkään hoitohenkilöstöön kuuluvan enää tänä päivänä tarvitsisi sairastua ennenaikaisesti raskaiden potilasnostojen vuoksi. Asiantuntijamme ovat palveluksessanne ja kartoittavat mahdollisuudet juuri teidän työympäristönne parantamiseksi.

Henkilönostimien lisäksi Etac kehittää ja valmistaa apuvälineitä henkilöille, joiden liikuntakyky on alentunut.

Enemmän tietoja Nova henkilönostimista: www.stieglmeyer.fi

Valmistaja:

etac®

Myynti, asennus- ja huoltopalvelut:



STIEGLMEYER

Stieglmeyer Oy

Ahjokatu 4 B, 15800 Lahti

Puh. (03) 753 6320

Faksi (03) 753 6330

stieglmeyer@stieglmeyer.fi

www.stieglmeyer.fi