

# Etac Nova 500 seisomanojanostin avustaa jaloille pääsyä

**etac**<sup>®</sup>

Nova 500 seisomanojanostin on suunniteltu avustamaan henkilöitä, joilla on vaikeuksia nousta istuvasta asennosta seisaalleen. Huoneesta toiseen pyörillä liikkuva apuväline on taloudellinen ja sitä voivat hoitotyössä käyttää lukuisat henkilöt. Seisomanojanostin ei estä ylösnousemisen normaalia liikemallia.



## Tyylikäs muotoilu ja monipuoliset toiminnot

Nova 500 seisomanojanostimella avustetaan henkilöitä, joilla on vaikeuksia nousta istumasta, mutta pystyvät aktiivisesti myötävaikuttamaan nousemiseensa ja seisomaan jaloille päästyään.

Pehmustettu säätituki liikkuu poikittais- ja korkeussuunnassa ja jalat asettuvat helposti lähellä lattiaa sijaitsevalle jalkalevylle. Nostovarren laajan 67-166 cm:n liikkuma-alueen vuoksi sitä voidaan käyttää kaikenkokoisille. Keskitetyn painopisteen ansiosta nostimen vakaus on erinomainen. Nova 500 seisomanojanostimen toimintoja hallitaan helppokäyttöisellä käsiohjaimella. Nostimessa on sähköinen portaaton alarungon jalasten leveyden säätö, joka tuo lisää vakautta nostoihin ja auttaa pääsemään todella lähelle tuolia, pyörätuolia tai toilettia.



### Huolellinen muotoilu

Tärkeät toiminnot kuten hätäkatkaisin, hätälasku ja lataus löytyvät helposti. Lataus verkkovirralla.



### Pehmustettu säätituki

Tukea on helppo käännellä ja sovitaa poikittais- ja korkeussuunnassa.



### Sähköinen jalasten levitys

Jalokset levittyvät portaattomasti, mikä tuo nostimen lähemmäs kohdetta ja lisää vakautta nostoihin.



### Vakaa jalkalevy, johon on helppo nousta

Sijaitsee matalalla lattian suuntaisesti ja voidaan tarvittaessa helposti poistaa.

#### Tuote

Etac Nova 500 seisomanojanostin

#### Tuotenumero

16030101

Tyylikäs muotoilu sulautuu erilaisiin käyttöympäristöihin ja nopeuttaa puhdistamista.

## Nova stand-up nostoliina

Nova Stand -up nostoliina tukee selkää, on hyvin pehmustettu ja miellyttävä käyttää. Takaosan keskusnauha ja tasku helpottavat paikoilleen asettamista. Liinan sisäpuolella on luisumista estävä pinnoite. Liina on tarkoitettu käytettäväksi vain Nova 500 nostimen kanssa. Valmistusmateriaali polyesteri, max. kuorma 350 kg.



### Tuote

### Tuotenumero

Nova Stand up XS	1650321
Nova Stand up S	1650322
Nova Stand up M	1650323
Nova Stand up L	1650324
Nova Stand up XL	1650325
Nova Stand up XXL	1650326

## Nova 500 - varusteet



### Nova Stand-up tukitanko

Tukitanko, joka tuo luonnollisen nostokulman varsinkin pienille avustettaville. Nostoliinan lenkkien kiinnityskohdat saadaan alemmas ja kapeammalle.

Nova Stand-up tukitanko 26902



### Nova apu-/tukiliina

Käytetään lisätukena stand-up nostoliinan kanssa tukemaan takamusta noston alkuvaiheessa. Tuo nostoon lisämukavuutta ja estää nostoliinan liukumista ylöspäin kainalojen alla.

Nova apu-/tukiliina pitkä 1650330  
Nova apu-/tukiliina lyhyt 1650329



### Liukuesto

Jalat pysyvät jalkalevyn päällä paremmin halutulla kohdalla, estää liukumista.

Liukuesto 81766

## Nova 500 – Tekniset tiedot

Nostettavan enimmäispaino:	180 kg
Nostoalue:	67-166 cm
Nostokahvan maksimikorkeus:	95 cm
80 kg:n nostoja	kertalatauksella n. 80 kpl
Alarungon jalasten leveys:	ulkomitta 63-101 cm sisämitta 51-89 cm
Alarungon korkeus:	14,5 cm, pyörät ø100 mm
Alarungon pituus:	100 cm
Säätien korkeus jalkalevystä:	29-40 cm
Maksimaalinen ulottuvuus:	n. 69 cm
Kääntösäde:	n. 118 cm
Kokonaispaino:	49 kg
Runko:	Pulverimaalattu teräs

Turvaluokka, moottori/ohjausyksikkö:	IP 43
Turvaluokka, kaukosäädin/akku:	IP 65
Täyttää seuraavat vaatimukset:	ISO 10535: 2006 EN 60601-1 EN 60601-1-2 EN 60068-2-32 MDD 93/42/EEC





## Etac Nova henkilönostimet - kehitetty hoitotyön erilaisiin tarpeisiin

Etac suunnittelee, kehittää ja tuo markkinoille tuotteita, järjestelmiä ja apuvälineitä henkilöille, joiden liikunnallinen toimintakyky on alentunut. Tarjonta kattaa erilaisia tuotekokonaisuuksia, jotka auttavat ja helpottavat päivittäisten rutiinien suorittamista fyysiset olosuhteet huomioiden. Yhteistyössä hoitotyön ammattilaisten kanssa Etac on kehittänyt Nova-henkilönostinkokonaisuuden, johon sisältyvät nostoapulaitteet, nostokoulutus ja hoitohenkilöstön henkilökohtainen opastus.

Etac Nova-tuoteperhe on harkittu kokonaisuus, joka käsittää lattialla liikuteltavat henkilönostimet, stand-up -tyyppiset seisomanojanostimet, katonostinjärjestelmät, vapaasti seisovat nostimet sekä nostokaaret ja nostoliinat. Nova-nostoliinoiden mallisto- ja kokovalikoima on todella laaja.

Etac tekee myös tulevaisuudessa aktiivista kehitystyötä, ettei kenenkään hoitohenkilöstöön kuuluvan enää tänä päivänä tarvitsisi sairastua ennenaikaisesti raskaiden potilasnostojen vuoksi. Asiantuntijamme ovat palveluksessaan ja kartoittavat mahdollisuudet juuri teidän työympäristönne kehittämiseksi!

Enemmän tietoja Etac Nova-henkilönostimista: [www.stieglmeyer.fi](http://www.stieglmeyer.fi)

Myynti, asennus- ja huoltopalvelut:

Valmistus:



**STIEGLMEYER**

**Stieglmeyer Oy**

Ahjokatu 4 B, 15800 Lahti

Puh. (03) 753 6320

Faksi (03) 753 6330

[stieglmeyer@stieglmeyer.fi](mailto:stieglmeyer@stieglmeyer.fi)

[www.stieglmeyer.fi](http://www.stieglmeyer.fi)

Member of Stieglmeyer Group



**etac®**